


Phospho-Hsp27/Hspb1-S82 ウサギ Pab - P04792

商品番号: CM0000434



前書き

Phospho-HSP27/HSPB1-S82 ウサギ pAbは、Ser82部位の内在性リン酸化HSP27を検出します。ウェスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAで検証済みです。ストレス応答、シャペロン活性、および神経変性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-HSP27/HSPB1-S82 ウサギ pAb
備考/別名	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S82
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3315
GeneID	3315
免疫原	ヒト HSP27/HSPB1 (NP_001531.1) の S82 周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04792
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスバック