

WbおよびElisa用 Phospho-IGF1R-Y1161 ウサギポリクローナル抗体 - P08069

商品番号: CM0000943



前書き

WBおよびELISA用 Phospho-IGF1R-Y1161

ウサギポリクローナル抗体。反応性：ヒト、マウス、ラット。細胞成長および腫瘍転換を調節するチロシンキナーゼ受容体であるIGF1Rのリン酸化Y1161を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IGF1R-Y1161 ウサギ pAb
備考/別名	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; Phospho-IGF1R-Y1161
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3480
GeneID	3480
免疫原	合成ペプチド：ヒトIGF1R (NP_000866.1) のY1161周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P08069
タンパク質分子量	155kDa
配送	アイスバッグ