

Phospho-Igf1R-Y1165/1166/Insr-Y1189/1190 ウサギポリクローナル抗体 - P08069 / P06213

商品番号: CM0000541



前書き

IGF1R (Y1165/Y1166) およびINSR (Y1189/Y1190) の活性化型を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティング (WB) およびELISAに適用可能で、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。増殖シグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190 Rabbit pAb
備考/別名	IGF1R/INSR; Phospho-IGF1R-Y1165/1166/INSR-Y1189/1190
対象種	ヒト
遺伝子ID	3480 (IGF1R), 3643 (INSR)
免疫原	ヒトIGF1R (NP_000866.1) のY1165およびY1166周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08069, P06213
タンパク質分子量	154kDa/155kDa/156kDa
発送方法	氷袋梱包