

Phospho-Ikba-S36 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P25963

商品番号: CM0001520



前書き

IκBα (Ser36)
を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。NF-κBシグナル伝達経路の研究および診断アッセイ開発について検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IκBα-S36 Rabbit mAb
備考/別名	IKBA; ; MAD-3; ; NFKBI; ; EDAID2; ; Phospho-IκBα-S36
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4792
遺伝子ID	4792
免疫原	合成ペプチド：ヒト IκBα (P25963) のS36周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋