

Wb用 Phospho-Ikba-Y42 ウサギ Pab - P25963

商品番号: CM0001033



前書き

Phospho-IkBa-Y42 ウサギ

pAbは、ウエスタンブロット法において、チロシン42でリン酸化されたヒトNF-kappa-B阻害因子αを特異的に検出します。NF-κBシグナル伝達、免疫応答、炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-IkBa-Y42 ウサギ pAb
備考/別名	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Phospho-IkBa-Y42
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4792
GeneID	4792
免疫原	ヒト IkBaのY42周辺配列に相当する合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB
交差反応性	ヒト
SWISS	P25963
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ