


Phospho-Ikky (S376) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y6K9

商品番号: CM0001683



前書き

Ser376でリン酸化されたIKK γ を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでウェスタンブロットおよびELISAについて検証済みです。NF- κ Bシグナル伝達および免疫応答経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	Phospho-IKK γ -S376 Rabbit pAb
備考/別名	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Phospho-IKK γ -S376
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8517
遺伝子ID	8517
免疫原	合成ペプチド：ヒトIKK γ (NP_003630.1) のS376周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6K9
タンパク質分子量	48 kDa/56 kDa/37 kDa
配送	アイスバッグ