

Phospho-Insr-Y1146/Igf1R-Y1131 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P06213 / P08069

商品番号: CM0001126



前書き

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトサンプル中のphospho-INSR (Y1146) および phospho-IGF1R (Y1131) を特異的に認識します。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、インスリン/IGFシグナル伝達研究およびIVD開発における必須ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131 Rabbit pAb
備考/別名	INSR/IGF1R; Phospho-INSR-Y1146/IGF1R-Y1131
種	ヒト
GeneID (Human)	3480/3643
GeneID	3643/3480
免疫原	合成ペプチド - ヒト IGF1RINSR (NP_000199.2) のY1146周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P06213/P08069
タンパク質分子量	155kDa
輸送	アイスバッグ