

Phospho-Insr-Y1189/Y1190 + Igf1R-Y1165/Y1166 ウサギ Pab（Wb、Elisa用） - P08069/P06213

商品番号: CM0000855



前書き

INSR上のY1189/Y1190およびIGF1R上のY1165/Y1166の二重リン酸化部位を検出するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みです。インスリン/IGF-1シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 ウサギ pAb
備考/別名	IGF1R/INSR; Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3480/3643
GeneID	3480/3643
免疫原	ヒトIGF1R/INSR (NP_000199.2) のY1165およびY1166周付近の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08069/P06213
タンパク質分子量	154kDa/155kDa/156kDa
配送	アイスバック