

Phospho-Irak4-Ser346 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nwz3

商品番号: CM0001395



前書き

Ser346でリン酸化されたIRAK4を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、自然免疫シグナル伝達における主要なキナーゼであるヒトIRAK4（Q9NWZ3）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRAK4-Ser346 ウサギmAb
別名	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
由来生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51135
遺伝子ID	51135
免疫原	合成ペプチド：ヒトIRAK4（NP_057207.2）のSer346周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NWZ3
タンパク質分子量	52kDa
発送方法	保冷剤同梱