


## Phospho-Ire1-S724 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O75460

商品番号: CM0001061



### 前書き

Ser724でリン酸化されたIRE1 (ERN1) を標的とする、リン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける小胞体ストレス（ER stress）およびUPR経路の調査に信頼できるツールです。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| 製品名        | Phospho-IRE1-S724 Rabbit mAb                  |
| 備考/別名      | IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724 |
| 種          | ヒト、マウス、ラット                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2081                                          |
| 遺伝子ID      | 2081                                          |
| 免疫原        | ヒトIRE1 (NP_001424.3) のS724周辺の合成リン酸化ペプチド       |
| ソース        | ウサギ                                           |
| カテゴリー      | リン酸化抗体                                        |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                    |
| SWISS      | O75460                                        |
| タンパク質分子量   | 110kDa                                        |
| 配送         | アイスパック                                        |