

Phospho-Ire1-S724 ウサギ Pab - O75460

商品番号: CM0001877



前書き

Phospho-IRE1

(S724)を標的とするウサギポリクローナル抗体で、W B、IHC-

P、ELISAの用途に対応しています。ヒト、マウス、ラットで検証済みです。小胞体ストレスおよび小胞体 unfolded protein

response（小胞体ストレス応答）経路の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRE1-S724 Rabbit pAb
別名	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p; Phospho-IRE1-S724
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2081
GeneID	2081
免疫原	ヒトIRE1alpha (NP_001424.3) のS724周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75460
タンパク質分子量	110 kDa
発送	保冷剤