

ホスホIrf3（S386）ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q14653

商品番号: CM0001275



前書き

S386部位がリン酸化されたIRF3に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのIRF3と反応し、インターフェロンシグナル伝達や自然免疫経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRF3-S386 Rabbit pAb
別名	IIAE7; Phospho-IRF3-S386
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3661
GeneID	3661
免疫原	合成ペプチド ヒトIRF3（NP_001562.1）のS386周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14653
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋