

Phospho-Irs1-S1101 Rabbit Pab For Wb, Elisa - P35568

商品番号: CM0000557



前書き

Ser1101でリン酸化されたIRS1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスと交差反応しません。インスリンシグナル伝達および代謝経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRS1-S1101 Rabbit pAb
備考/別名	HIRS-1; Phospho-IRS1-S1101
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3667
遺伝子ID	3667
免疫原	ヒトIRS1 (NP_005535.1) のS1101周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P35568
タンパク質分子量	132kDa
配送	アイスバッグ