

Phospho-Irs1-S307（ヒト特異的）ラビット Pab（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P35568

商品番号: CM0001499



前書き

IRS1

pS307（ヒト特異的）を標的とするリン酸化特異的ラビットポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。インスリンシグナル伝達、代謝性疾患研究、および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-IRS1-S307（ヒト特異的）ラビット pAb
備考/別名	HIRS-1; Phospho-IRS1-S307（ヒト特異的）
種	ヒト
GeneID	3667
免疫原	合成ペプチド ヒトIRS1（NP_005535.1）のS307周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35568
タンパク質分子量	132kDa
配送	アイスバッグ