

ホスホIrs1 S312 ウサギポリクローナル抗体（ウエスタンブロット用） - P35568

商品番号: CM0001213



前書き

ヒトIRS1のセリン312番を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットティングでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。インスリンシグナル伝達および代謝研究に適しています。 - P35568

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Irs1-S312 Rabbit pAb
別名	HIRS-1; Phospho-IRS1-S312
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3667
遺伝子ID	3667
免疫原	合成ペプチド - ヒトIRS1のS312番周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB（ウエスタンブロット）
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35568
タンパク質分子量	132kDa
発送方法	氷袋