

Wb、Ihc-P、Elisa用 リン酸化Irs1-S612/S636 ウサギモノクローナル抗体 - P35568

商品番号: CM0000749



前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証済みのリン酸化IRS1-S612/S636

ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスIRS1と反応します。インスリンシグナル伝達と代謝疾患研究のための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化IRS1-S612/S636 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HIRS-1; リン酸化IRS1-S612/S636
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3667
GeneID	3667
免疫原	合成ペプチド: ヒトIRS1 (NP_005535.1) のS616周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35568
タンパク質分子量	132kDa
発送	保冷剤付き