

Phospho-Irs1-S636/639 ウサギPab Wb、 Elisa用 - P35568

商品番号: CM0001602



前書き

Ser636およびSer639でリン酸化されたIRS1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト試料におけるウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。この高品質抗体でインスリンシグナル伝達および糖尿病研究を進めましょう。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	備考/別名	生物種	遺伝子ID (ヒト)	遺伝子ID	免疫原	供給源	カテゴリー	用途	交差反応性	SWISS	タンパク質分子量	発送方法
Phospho-IRS1-S636/639 Rabbit pAb	HIRS-1; Phospho-IRS1-S636/639	ヒト	3667	3667	合成ペプチド：ヒトIRS1 (NP_005535.1) のS636およびS639周辺のリン酸化合成ペプチド。	ウサギ	リン酸化抗体	WB、ELISA	ヒト	P35568	132kDa	アイスバッグ