

Wb、Elisa用 Phospho-Jak2-Y1007/1008 ウサギモノクローナル抗体 - O60674

商品番号: CM0001440



前書き

Phospho-JAK2-Y1007/1008

ウサギモノクローナル抗体は、ヒトJAK2のY1007/Y1008がリン酸化された状態を特異的に検出します。WBおよびELISAで検証済みで、がんや免疫研究におけるJAK-STATシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JAK2-Y1007/1008 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	JTK10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3717
GeneID	3717
免疫原	合成ペプチド ヒトJAK2 (NP_001309123.1) のY1007 & Y1008周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
輸送	保冷バッグ