

ホスホ-Jak2-Y1008 ウサギPab Wb、Elisa用 - O60674

商品番号: CM0001758



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-JAK2-Y1008ウサギポリクローナル抗体。サイトカインシグナル伝達とクロマチン制御における重要な活性化部位であるTyr1008でリン酸化されたヒトJAK2を検出します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ホスホ-JAK2-Y1008 ウサギpAb
備考/別名	JTK10; ホスホ-JAK2-Y1008
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3717
GeneID	3717
免疫原	ヒトPhospho-JAK2-Y1008 (NP_004963.1) のY1008周辺の合成リン酸化ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
発送方法	氷袋