

フォスホ-Jak2-Y221 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O60674

商品番号: CM0000913



前書き

フォスホ-JAK2-Y221

ウサギポリクローナル抗体は、チロシン221番がリン酸化された内因性JAK2をヒト、マウス、ラットのサンプル中で検出します。JAK/STATシグナル伝達研究におけるWBおよびELISAアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JAK2-Y221 Rabbit pAb
備考／別名	JTK10; Phospho-JAK2-Y221
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3717
免疫原	ヒトJAK2（NP_004963.1）のY221周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化特異的抗体
適用アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
輸送方法	氷袋梱包