

Phospho-Jnk1-T183/Y185 + Jnk2-T183/Y185 + Jnk3-T221/Y223

ウサギポリクローナル抗体 - P45983 / P45984 / P53779

商品番号: CM0000687



前書き

JNK1/2/3の活性化部位を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのストレスシグナル伝達およびアポトーシス研究のために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JNK1-T183/Y185 + JNK2-T183/Y185 + JNK3-T221/Y223 ウサギポリクローナル抗体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5599/5601/5602
GeneID	5599/5601/5602
免疫原	合成ペプチド ヒトJNK1/2/3MAPK8 (NP_620637.1) のT183およびY185周辺のリン酸化合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P45983/P45984/P53779
タンパク質分子量	35kDa/44kDa/48kDa/27kDa/52kDa
配送	アイスバック