

Phospho-Junb-S259 ウサギポリクローナル抗体 (Wb用) - P17275

商品番号: CM0001470

前書き

ヒト、マウス、ラットのウェスタンブロット（WB）で検証済みのPhospho-JunB-S259ウサギポリクローナル抗体。セリン259がリン酸化された転写因子JunBを検出し、AP-1シグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-JunB-S259 ウサギpAb
備考/別名	AP-1; Phospho-JunB-S259
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3726
遺伝子ID	3726
免疫原	合成ペプチド：ヒトPhospho-JunB-S259のS259周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17275
タンパク質重量	36kDa
配送	アイスバッグ