

Phospho-Lamin A/C-S22 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ip, Elisa用) - P02545

商品番号: CM0001075



前書き

セリン22 (Ser22) がリン酸化されたLamin A/Cを標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルを用いたWB、IP、ELISAで検証済み。核ラミナおよびクロマチン構造の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Lamin A/C-S22 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDPI; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Phospho-Lamin A/C-S22
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4000
遺伝子ID	4000
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P02545
タンパク質重量	74kDa
配送	アイスパック