


Phospho-Lats1-S909/Lats2-S872 ウサギ Pab - O95835 / Q9Nrm7

商品番号: CM0000703



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用にLATS1（S909）およびLATS2（S872）を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト検体に適しています。Hippo経路の主要な腫瘍抑制因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	phospho-LATS1-S909/LATS2-S872 ウサギ pAb
備考/別名	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-S909/LATS2-S872
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9113/26524
GeneID	9113/26524
免疫原	ヒトLATS1（NP_004681.1）のS909周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95835/Q9NRM7
タンパク質分子量	76kDa/126kDa
発送	保冷バッグ