


Phospho-Lats1-T1079+Lats2-T1041 ウサギ モノクローナル抗体 - O95835 / Q9Nrm7

商品番号: CM0001759



前書き

リン酸化LATS1 (T1079) および LATS2 (T1041) を認識するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAによるHippoシグナル伝達研究に最適。ヒト、マウス、ラットサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041 ウサギ mAb
備考/別名	LATS1; WARTS; wts; phospho-LATS1-T1079+LATS2-T1041
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9113/26524
GeneID	9113/26524
免疫原	合成ペプチド：ヒトLATS1/LATS2 (NP_004681.1) のT1079およびT1041周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95835/Q9NRM7
タンパク質分子量	76kDa/126kDa
発送	保冷バッグ