


Phospho-Lck-Y394 ウサギ Pab - P06239

商品番号: CM0001510



前書き

ウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのTy r394でリン酸化されたLCKを検出します。T細胞受容体シグナル伝達の研究におけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-LCK-Y394 ウサギ pAb
備考/別名	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-LCK-Y394
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3932
免疫原	ヒト LCK (NP_005347.3) のY394周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06239
タンパク質分子量	58kDa
配送	アイスバッグ