


ホスホ-Lck-Y505 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P06239

商品番号: CM0000804



前書き

Y505でリン酸化されたヒトLckを検出します。WB、IP、ELISAに適しており、T細胞シグナル伝達、Lckの制御、免疫機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Lck-Y505 Rabbit pAb
備考・別名	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; Phospho-Lck-Y505
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3932
遺伝子ID	3932
免疫原	合成ペプチド ヒトLck (NP_001036236.1) のY505周辺のリン酸化合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
応用可能なアッセイ	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P06239
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	氷袋