


リン酸化-Lcp2-Y145 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q13094

商品番号: CM0000732



前書き

ヒトLCP2のY145部位を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロッティング（WB）とELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに反応します。T細胞受容体シグナル伝達および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-LCP2-Y145 Rabbit pAb
別名	IMD81; SLP76; SLP-76; Phospho-LCP2-Y145
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3937
免疫原	合成ペプチド ヒトLCP2（NP_005556.1）のY145周辺の合成リン酸化ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q13094
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	保冷剤