


Phospho-Lyn-Y3977ウサギMab - P07948

商品番号: CM0000445



前書き

Lyn (Tyr397)

を標的とするリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。WB、ELISAに対応。マウスと交差反応します。免疫応答、造血、および細胞シグナル伝達におけるLynキナーゼ活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-Lyn-Y397 ウサギ mAb
備考/別名	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Phospho-Lyn-Y396
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4067
GeneID	4067
免疫原	合成ペプチド ヒトLyn (P07948) のY396周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P07948
タンパク質分子量	56kDa/59kDa
配送	アイスバッグ