

Phospho-Map2K1-S217/Map2K2-S221

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02750 / P36507

商品番号: CM0001753



前書き

MAP2K1（リン酸化S217）およびMAP2K2（リン酸化S221）を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWBおよびELISAに適しています。MAPK/ERKシグナルカスケードの活性化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221 ウサギpAb
備考/別名	MEK1/MEK2; Phospho-MAP2K1-S217/MAP2K2-S221
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604/5605
免疫原	ヒトMAP2K1/MAP2K2のS217およびS221周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750/P36507
タンパク質分子量	40kDa/43kDa/44kDa
配送	氷袋