

Phospho-Map2K3-S189 + Map2K6-S207 ウサギPab（Wb、Elisa用） - P46734 / P52564

商品番号: CM0000457

前書き

MAP2K3のリン酸化S189およびMAP2K6のリン酸化S207を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスのサンプルを用いたウェスタンブロット、ELISAでの使用が確認されています。ストレス活性化MAPキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP2K3-S189 + MAP2K6-S207 ウサギpAb
別名	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5606/5608
GeneID	5606/5608
免疫原	ヒトMAP2K3/MAP2K6のS207周辺の合成リン酸化ペプチド（NP_002747.2）
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P46734/P52564
発送方法	保冷剤