


Phospho-Map2K4-T261 ウサギ Pab - P45985

商品番号: CM0000940



前書き

WBおよびELISA用 Phospho-MAP2K4 (Thr261) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの MAP2K4を検出します。ストレス活性化JNKおよびp38シグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP2K4-T261 ウサギ pAb
備考/別名	JNKK; MEK4; MKK4; SEK1; SKK1; JNKK1; SERK1; MAPKK4; PRKMK4; SAPKK1; SAPKK-1; Phospho-MAP2K4-T261
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6416
GeneID	6416
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P45985
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ