

Phospho-Map2K6-S207/Map2K3-S189 ウサギPab（Wb用） - P46734 / P52564

商品番号: CM0000470

前書き

MAP2K6 (Ser207) および MAP2K3 (Ser189) を認識するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでウェスタンブロットおよびELISAについて検証済み。ストレス活性化MAPキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189 ウサギpAb
備考/別名	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MAP2K6-S207/MAP2K3-S189
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5606 (MAP2K6) / 5608 (MAP2K3)
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46734 / P52564
タンパク質分子量	36kDa / 39kDa / 31kDa / 37kDa
配送	氷袋