

リン酸化Map3K5 (Ask1/Mekk5) S967

ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q99683

商品番号: CM0001714



前書き

S967部位がリン酸化されたヒトMAP3K5 (ASK1/MEKK5)を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISA用途で検証済みです。アポトーシス、ストレス応答、自然免疫の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP3K5-S967 Rabbit pAb
別名	ASK1; MEKK5; MAPKKK5; Phospho-MAP3K5-S967
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4217
GeneID	4217
免疫原	合成ペプチド：ヒトMAP3K5のS967周辺残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99683
タンパク質分子量	155kDa
輸送方法	保冷剤