

Phospho-Map3K5-S83 ウサギPab Wb、Elisa用 - Q99683

商品番号: CM0001243



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高特異性Phospho-MAP3K5-S83

ウサギpAbです。ヒトのセリン83位でリン酸化されたMAP3K5（ASK1）を標的とします。アポトーシス、ストレス応答、MAPKシグナル伝達経路の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP3K5-S83 ウサギpAb
備考/別名	ASK1, MEKK5, MAPKKK5, Phospho-MAP3K5-S83
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4217
GeneID	4217
免疫原	ヒトMAP3K5 (NP_005914.1) のS83周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99683
タンパク質分子量	155kDa
発送	保冷剤