

Phospho-Map3K5-T845 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O35099

商品番号: CM0000853

前書き

WBおよびELISA用のPhospho-MAP3K5-T845ウサギポリクローナル抗体。MAPKストレスおよび免疫シグナル伝達経路の主要なキナーゼであるマウスおよびヒトのASK1を検出します（分子量約155kDa、ヒトと交差反応あり）。アポトーシスおよび自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAP3K5-T845 ウサギpAb
備考/別名	ASK; ASK1; Mek5; MAPKKK5; 7420452D20Rik; Phospho-MAP3K5-T845
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	4217
遺伝子ID (マウス)	26408
免疫原	合成ペプチド / マウスMAP3K5のT845周辺の合成リン酸化ペプチド (NP_032606.4)
由来	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O35099
タンパク質重量	155kDa
配送	アイスバッグ