

Phospho-Marcks-S162 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P29966

商品番号: CM0001025

前書き

リン酸化MARCKS（Ser162）に特異的なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。PKCシグナル伝達、細胞骨格ダイナミクス、および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MARCKS-S162 ウサギ pAb
備考/別名	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; Phospho-MARCKS-S162
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4082
GeneID	4082
免疫原	合成ペプチド ヒトMARCKSのS162周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P29966
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ