


Phospho-Max-S11 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P61244

商品番号: CM0001367



前書き

Phospho-MAX-S11

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。セリン11でリン酸化されたヒトMAXに特異的。MYC/MAX/MAD転写調節およびクロマチンリモデリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MAX-S11 ウサギ pAb
備考/別名	bHLHd4; Phospho-MAX-S11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4149
GeneID	4149
免疫原	合成ペプチド；ヒトMAX (NP_002373.3) のS11周辺の合成リン酸化ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P61244
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ