

リン酸化Mcl1-T163 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q07820

商品番号: CM0001711



前書き

T163部位でリン酸化されたMCL1を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスのMCL1と反応します。アポトーシスや白血病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MCL1-T163 Rabbit pAb
別名	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; Phospho-MCL1-T163
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4170
GeneID	4170
免疫原	合成ペプチド ヒトMCL1 (NP_068779.1) のT163周辺のリン酸化合成ペプチドです。
起源	ウサギ
カテゴリ	リン酸化抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q07820
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋