


リン酸化Mcm2-S139 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49736

商品番号: CM0001331



前書き

WB、ELISAでの使用が検証済みのリン酸化MCM2-S139

ウサギポリクローナル抗体です。Ser139でリン酸化されたヒトMCM2と反応し、DNA複製や細胞周期の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MCM2-S139 ウサギpAb
備考/別名	BM28; CCNL1; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; Phospho-MCM2-S139
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4171
GeneID	4171
免疫原	合成ペプチド ヒトMCM2（NP_004517.2）のS139周辺のリン酸化合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
用途	ウェスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49736
タンパク質分子量	102kDa
発送方法	保冷剤