

Ihc-PおよびElisa用 Phospho-Mdm2-S166 ウサギモノクローナル抗体 - Q00987

商品番号: CM0001665



前書き

Phospho-MDM2-S166

ウサギモノクローナル抗体は、セリン166でリン酸化されたヒトMDM2を特異的に検出します。IHC-

PおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性を示します。p53-

MDM2軸とアポトーシス制御に関する研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MDM2-S166 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Phospho-MDM2-S166
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4193
遺伝子ID	4193
免疫原	合成ペプチド：ヒトMDM2のS166周辺配列に対応するリン酸化合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00987
タンパク質分子量	55kDa
発送	保冷バッグ