

Phospho-Mef2C-S396 ウサギポリクローナル抗体 - Q06413

商品番号: CM0000617

前書き

WBおよびELISA用Phospho-MEF2C (S396) ウサギポリクローナル抗体。ヒトMEF2C（約51kDa）を検出します。転写調節、神経発生、および筋形成におけるMEF2Cのリン酸化の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Phospho-MEF2C-S396 Rabbit pAb
備考/別名	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; Phospho-MEF2C-S396
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4208
GeneID	4208
免疫原	ヒトMEF2C (NP_002388.2) のS396周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q06413
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋