

Phospho-Mek1 (Ps221) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02750

商品番号: CM0000474



前書き

セリン221番でリン酸化されたMEK1に特異的なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。MAPK/ERKシグナル伝達経路および関連疾患の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK1-pS221 ウサギ pAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-pS221
種	ヒト
遺伝子ID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (NP_002746.1) のS221周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ