

Phospho-Mek1-S217 ウサギPab（Wb用） - Q02750

商品番号: CM0000782



前書き

Ser217でリン酸化されたMEK1を検出するリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットで反応性を示します。MAPK/ERK経路研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK1-S217 ウサギpAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S217
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5604
遺伝子ID	5604
免疫原	合成ペプチド ヒトMEK1 (NP_002746.1) のS217周辺の合成リン酸化ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ