

Phospho-Mek1-T286 ウサギ Pab - Q02750

商品番号: CM0001739



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPhospho-MEK1-T286ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのT286でリン酸化されたMEK1を検出します。MAPK/ERK経路研究および創薬応用に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK1-T286 ウサギ pAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5604
GeneID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (NP_002746.1) のT286周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ