

リン酸化Mek1-T292 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02750

商品番号: CM0001568



前書き

WBおよびELISAで検証済みのリン酸化MEK1-T292 ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのMEK1（MAP2K1）を検出します。MAPK/ERK シグナル伝達、細胞増殖、分化に必須です。分子量は 43 kDa、品番Q02750です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化MEK1-T292 ウサギmAb
別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5604
GeneID	5604
免疫原	合成ペプチド：ヒトリン酸化MEK1-T292（Q02750）のT292周辺の合成リン酸化ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43 kDa
輸送方法	保冷剤