

Phospho-Mek1-T292 ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - Q02750

商品番号: CM0000907



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のPhospho-MEK1-T292

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルにおけるMEK1 (MAP2K1)

のT292リン酸化を検出します。MAPKシグナル伝達経路研究およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK1-T292 ウサギ pAb
備考/別名	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5604
GeneID	5604
免疫原	ヒトMEK1 (NP_002746.1) のT292周辺の合成リン酸化ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q02750
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ