

Phospho-Mek6-S207 ウサギポリクローナル抗体 - P52564

商品番号: CM0001787



前書き

ヒトMEK6のセリン207リン酸化部位を標的とするリン酸化特異的ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのサンプルにおけるウェスタンブロットおよび免疫蛍光法に適しています。ストレスおよびサイトカインシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MEK6-S207 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Phospho-MEK6-S207
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5608
GeneID	5608
免疫原	合成ペプチド ヒトMAP2K6のS207周辺の残基に対応するリン酸化特異的ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P52564
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバック