

Phospho-Met-Y1349 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08581

商品番号: CM0000548



前書き

WBおよびELISA用に検証済みのPhospho-MET (Y1349)

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットと交差反応性を示します。肝細胞増殖因子受容体のリン酸化を検出し、METシグナル伝達経路の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MET-Y1349 Rabbit pAb
備考/別名	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFN97; Phospho-MET-Y1349
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4233
GeneID	4233
免疫原	合成ペプチド ヒトMET (NP_000236.2) のY1349周辺の合成リン酸化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P08581
タンパク質分子量	156kDa
配送	アイスバッグ