

Phospho-Mkk3-S189+Mkk6-S207 Rabbit Mab - P46734 / P52564

商品番号: CM0001586

前書き

リン酸化MKK3 (S189) およびMKK6 (S207) を認識するリン酸化特異的ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みです。ストレスキナシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207 Rabbit mAb
備考/別名	MAP2K3/MAP2K6; Phospho-MKK3-S189+MKK6-S207
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5606/5608
遺伝子ID	5606/5608
免疫原	合成ペプチド：ヒトMKK3/MKK6(P46734/P52564)のS207周辺の合成リン酸化ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P46734/P52564
タンパク質分子量	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
配送	氷袋